




## 抗原検査キットの使い方について

北療では、職員向けに抗原検査キットを配布しています。正確な結果に繋げるため、正しく使用しましょう！

### 《検体採取時の注意点》

- ・鼻から約2cm綿棒を挿入し、4回(約15秒)回転させ、綿棒がしっかり湿っているのを確認する



### 《測定結果判定時の注意点》

- ・検査キットに記載されている判定時間を厳守する
- \*記載されている時間を超えてからの判定は、無効です

抗原検査が陰性でも、陽性のことがあります  
体調不良時は、まず職場への連絡・相談を徹底しましょう！